



VAH

RKI/DVV

IHO

Désinfection manuelle & Nettoyage

DESCOTON EXTRA

Désinfectant pour instruments et endoscopes

Virucide conformément à la directive RKI/DVV,
Concentré sans formaldéhyde, Convient pour
la désinfection finale



Description du produit

DESCOTON EXTRA est un concentré liquide virucide à action rapide pour la désinfection des endoscopes et des matériels médicaux de toutes sortes. La formulation du produit sans formaldéhyde se caractérise par des concentrations de travail économiques, une grande efficacité, y compris des effets virucides et tuberculocides et une bonne compatibilité avec les matériaux. **DESCOTON EXTRA** est idéal pour la désinfection finale virucide des endoscopes souples et rigides et des dispositifs médicaux de toutes sortes.

Domaines d'application

Désinfection des endoscopes et des matériels médicaux.

Application

Désinfection par bain d'immersion: après un nettoyage complet et un rinçage ultérieur, ouvrir les instruments et les placer dans la solution de travail **DESCOTON EXTRA**. Toutes les surfaces et cavités à désinfecter doivent être complètement mouillées par la solution de travail. Une fois le temps d'exposition expiré, rincer abondamment à l'eau (de préférence de l'eau déminéralisée) et sécher. Ensuite, stérilisez les instruments critiques dans un processus validé.

Selon le règlement de l'UE sur les dispositifs médicaux, les utilisateurs patients sont tenus de

Spectre d'action et méthode de contrôle			30 min.	60 min.
Bactéries et champignons				
Recommandation d'utilisation pour la désinfection de surface (bactéricide, levuricide)*	VAH	Suspension élevée	3 %	2 %
Recommandation d'utilisation pour la désinfection de surface: tuberculocide, mycobactéricide (<i>M. avium</i> , <i>M. terrae</i>)*	EN 14348 EN 14563	Suspension élevée et suspension faible		3 %
Recommandation d'utilisation pour la désinfection de surface : virucide*	EN 14476 EN 17111	Suspension faible		2,5 %
Virus				
virucide	EN 14476 EN 17111	Suspension faible		2,5 % 0,5 %
Des résultats des tests EN supplémentaires				
virucide	RKI/DVV	incl HBV/HIV/HCV	2 %	
bactéricide	EN 13727	Suspension faible	0,25 %	0,25 %
		Suspension élevée	0,5 %	0,5 %
	EN 14561	Suspension faible	0,25 %	0,25 %
		Suspension élevée	0,5 %	0,5 %
Levuricide (<i>C. albicans</i>)	EN 13624	Suspension faible	2 %	1 %
		Suspension élevée	3 %	2 %
	EN 14562	Suspension faible	1 %	1 %
		Suspension élevée	2 %	1 %
Tuberculocide (<i>M. terrae</i>)	EN 14348	Suspension faible	3 %	3 %
		Suspension élevée		3 %
	EN 14563	Suspension faible		2,5 %
		Suspension élevée	3 %	2,5 %
Mycobactéricide (<i>M. avium</i>)	EN 14348	Suspension faible		3 %
		Suspension élevée		3 %
	EN 14563	Suspension faible		3 %
		Suspension élevée		3 %

* Y compris des essais de phase 2 niveau 1 et phase 2 niveau 2 (essais quantitatifs de suspension et essais porte-germes)

DE



Désinfection manuelle & Nettoyage

DESCOTON EXTRA

Désinfectant pour instruments et endoscopes

Signaler tout incident grave survenant en rapport avec ce produit au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre de l'UE dans lequel l'utilisateur ou le patient est établi.

Mode d'emploi

Retraitement de l'endoscope: Utilisez un chiffon non pelucheux pour éliminer les impuretés de l'endoscope, puis plongez-le complètement dans une solution de nettoyage, par exemple insérer PLURAZYME EXTRA ou selon INSTRU

PLUS. Les exigences de protection individuelle et les recommandations du traitement du fabricant doivent être respectées. Après le nettoyage, rincer abondamment l'endoscope à l'eau et l'immerger complètement dans la solution de travail **DESCOTON EXTRA** en veillant à ce que tous les canaux soient remplis ou parcourus. Une fois le temps d'exposition expiré, rincer abondamment à l'eau stérile et sécher.

La solution de travail doit être changée immédiatement si elle est visiblement sale, mais au plus tard chaque ouvrable.

Pour plus d'informations, voir l'annexe 8 de la recommandation RKI KRINKO.

«Exigences d'hygiène pour le retraitement des produits médicaux. Recommandation de la Commission pour l'hygiène hospitalière et la prévention des infections (KRINKO) de l'Institut Robert Koch (RKI) et de l'Institut fédéral des médicaments et des dispositifs médicaux (BfArM)». Bulletin de santé 2012 · 55:1244—1310. Pour plus d'informations sur la sécurité au travail, voir www.bgv-online.de. Nettoyez soigneusement les instruments et les cuves lors du passage à **DESCOTON EXTRA** afin d'éliminer les résidus chimiques (par exemple les aldéhydes). Les plateaux à instruments

Sont nettoyés et désinfectés au moins tous les jours ouvrables, de préférence avec un mouchoir jetable imbibé à l'alcool, par exemple les lingettes DESCO- SEPT PUR.

Composition

100 g de solution contiennent: 12 g de glutaraldéhyde.

Compatibilité des matériaux

L'utilisation de **DESCOTON EXTRA** est déconseillée pour les matériaux suivants : laiton, cuivre.

L'utilisation de **DESCOTON EXTRA** n'est recommandée que sous certaines conditions pour les matériaux suivants : Polyméthacrylate de méthyle (PMMA), Polysulfone (PSU), Polycarbonate (PC), Polyéthylène téréphtalate (PET).

Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Amsterdam

Agrément pour la désinfection des sondes TEE dans le bain d'immersion.

Expertise

Nos produits sont entièrement évalués.

Nous nous ferons un plaisir de vous fournir notre rapport d'expertise sur demande.

Consignes particulières

Nocif en cas d'ingestion. Provoque une grave irritation de la peau et des lésions oculaires graves. Peut provoquer des symptômes allergiques ou des 'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. Peut provoquer une réaction allergique cutanée. Peut provoquer une irritation respiratoire Nocif pour les organismes aquatiques, avec

Des effets à long terme. Corrosif pour les voies **respiratoires**. Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlevez immédiatement les vêtements. Nettoyez la peau avec de l'eau. EN CAS D'INHALATION CONTAMINÉE: Amener la personne à l'air frais et s'assurer qu'elle peut respirer librement. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincez avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. En cas de port de lentilles de contact, les enlever si possible. Continuez à rincer.

Appelez immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin. Éviter le rejet dans l'environnement. Stocker sous serrure. Jeter le contenu /récipient dans une société de traitement de déchets agréée ou un point de collecte communal.

Uniquement pour un usage professionnel par du personnel ayant des connaissances spécialisées appropriées conformément aux directives nationales.

Toujours lire l'étiquette et les informations avant de les utiliser.

7468 YAOUNDE
CAMEROUN

+237 671964018
+237 69580485

www.kasimedicalsolutions.com
salesteam@kasimedicalsolutions.com